



PARAVAN

PR40

Variabilität neu gedacht

Manchmal ist es an der Zeit Dinge völlig neu zu überdenken, neue Wege einzuschlagen - wie bei der Entwicklung unseres neuen variablen und flexiblen Elektrorollstuhls PR 40. Eine perfekte Symbiose aus unseren bisherigen Modellen der PR-Serie. Der PR 40 vereint die technische Perfektion des PR 50 mit der Multifunktionalität des PR biolution zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Serienmäßig verfügt der PR 40 über eine elektrische Kanteigungs-, Steh- und Liegeposition sowie ein neukonzipiertes adaptives Sitzschalensystem für perfekte Variabilität.

IHRE VORTEILE



Highlight: Preis-Leistung

Moderner variabler Elektrostehrollstuhl mit umfangreicher Serienausstattung zum fairen Preis

Highlight: Schnelle Verfügbarkeit

Mit dem PR 40 bieten wir einen Elektrorollstuhl der Spitzenklasse mit einer garantierten Lieferzeit innerhalb von max. 14 Tagen ab Auftragserteilung (ausgenommen Sonderbau) sowie einem 24-Stunden Ersatzteilservice

Basismodell PR 40:

- Elektrostehrollstuhl mit Vorderradantrieb
- Integrierte Steh-, Liege- und Kantelungsfunktion
- Sehr wendig, da nur 640 mm breit
- Adaptives PARAVAN Sitzschalenkonzept
- Joysticksteuerung R-Net CJSM
- Elektrische Unterschenkel-Winkelverstellung mit Längenausgleich
- Elektrische Rückenverstellung, biometrisch
- Elektrische Kantelung 45° nach hinten, 20° nach vorne
- Fußbrett gefedert und hochklappbar
- Wadenpolster-Position in Höhe und Breite einstellbar
- Pannensichere Bereifung mit Rillenprofil vorn 3.00 x 8 Zoll und hinten 200 x 50 mm mit Einzelradaufhängung gefedert
- Ladegerät Outdoor-10 A ohne Lüfter
- Abschwenkbarer Bedienpulthalter
- Geschwindigkeit max. 6 km/h
- Transportsicherung 2x vorne und 1x hinten
- Max. Nutzergewicht: 140 kg Personengewicht
- 2-fach gefedertes Fahrwerk hinten mit Kippstützen vorne
- 12-fach verstellbare mitlaufende Armllehne
- Batterien 85 AH

Keyfacts und Optionen PR 40:

- Made in Germany: Höchste Fertigungs- und Produktqualität. Komplette Eigenentwicklung von PARAVAN
- 24-Stunden Ersatzteil-Service
- Individueller Sonderbau
- Sitz- und Lehnenbreite verstellbar (optional)
- Modulares Baukastensystem, individuell an die Bedürfnisse des Krankheitsbildes anpassbar
- Große Auswahl individueller Sitzkissen (optional)
- Elektrische Spurstabilisierung (optional)
- Weitere Steuerungen optional möglich
- Sondersteuerungen und Umfeldsteuerungen möglich
- Individuelle moderne Lackierungen
- Bodenfixierung zur Sicherung im Fahrzeug (Dockingstation), optional
- Kompetenter Service durch flächendeckendes Partnernetzwerk